



Sonde Raman de qualité laboratoire (785 nm)


607510450

Ensemble de sonde Raman à fibre optique de qualité laboratoire avec bouton déclencheur. Longueur de la fibre 1,5 mètre. Compatible avec les modèles i-Raman Plus 785S et 785HR.

Contenu de la livraison 607510450

Qt.	Order no.	Description
1 STK	607510430	Capuchon régulateur de distance

Capuchon régulateur de distance pour tige standard pour sonde Raman de qualité laboratoire.



1 STK

607510220

Tige standard pour sonde de qualité laboratoire
(785 nm)

Tige de remplacement pour montage de sonde Raman de qualité
laboratoire à excitation de 785 nm. Distance de travail 5,5 mm.

