




Sonde Raman de qualité laboratoire (532 nm), 5 m

607510500

Ensemble de sonde Raman à fibre optique de qualité laboratoire avec bouton déclencheur. Longueur de la fibre 5 mètre. Compatible avec i-Raman Plus 532.

Contenu de la livraison 607510500

Qt.	Order no.	Description
1 STK	607510430	Capuchon régulateur de distance
		Capuchon régulateur de distance pour tige standard pour sonde Raman de qualité laboratoire.



1 STK

607510120

Tige standard pour sonde de qualité laboratoire
(532 nm)

Tige de remplacement pour montage de sonde Raman de qualité
laboratoire à excitation de 532 nm. Distance de travail 5,4 mm.

