




Cellule de mesure de conductivité $c = 0,8 \text{ cm}^{-1}$ avec Pt1000 (câble fixe)

6.0912.110

Cellule de mesure de conductivité avec constante de cellule $c = 0,8 \text{ cm}^{-1}$ avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe (4 x B (4 mm)). Grâce à la tige en polypropylène robuste /incassable et à une protection antichoc, ce capteur présente une très grande résistance mécanique et est adapté aux mesures de moyenne conductivité (de $1 \mu\text{S/cm}$ à 100 mS/cm) comme dans :

- l'eau potable
- l'eau de surface
- les eaux usées

Le capteur peut être utilisé avec le 856 Conductivity Module à l'aide de l'Adapterbox (6.2103.160).

Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2301.060	Étalon ionique KCl 250 mL Standard ionique KCl ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), également utilisable en tant que solution standard pour la conductimétrie 12.88 mS/cm (25°C).	
6.2324.110	Solution standard de conductivité $100 \mu\text{S/cm}$ 5x30 mL Solution standard de conductivité pour le calibrage des cellules de mesure conductimétriques avec constante de cellule $c = 0,1/\text{cm}$.	
6.2324.010	Conductivity standard $100 \mu\text{S/cm}$ 250 mL Solution standard de conductivité pour le calibrage de cellules de mesure de conductivité avec une constante de cellule de $0.1/\text{cm}$.	
6.2103.160	Adaptateur 4 x prise B – fiche N Boîtier adaptateur pour la connexion des cellules classiques de mesure de conductivité Metrohm avec 4 fiches bananes au 856 Conductivity Module.	