




Couvercle de la cellule de mesure pour instruments de mesure de la stabilité

6.0913.130

Avec cellule de mesure de conductivité intégrée.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2250.000	Etiquettes laminées Etiquettes pour couvercle de récipient de mesure pour appareils de mesure de stabilité. Inscription: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. 5 jeux de 8 pièces.



6.2771.000

Jeu de douilles conductivité stabilité (8 douilles)

Jeu de douilles pour le couvercle du bécher sur appareils de mesure de la stabilité en PP.

