



Cellule de mesure de conductivité à 5 pôles c = 1,0 cm⁻¹ avec Pt1000 (câble fixe)

6.0915.130

Cellule de mesure de conductivité à 5 pôles avec constante de cellule $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe (1,2 m) pour connexion au 856 Conductivity Module.

Ce capteur est adapté aux mesures de moyenne conductivité (de 5 $\mu\text{S/cm}$ à 100 mS/cm) comme dans :

- l'eau potable
- l'eau de surface
- les eaux usées

Contenu de la livraison 6.0915.130

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



1 STK

6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2301.060	Étalon ionique KCl 250 mL Standard ionique KCl ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), également utilisable en tant que solution standard pour la conductimétrie 12.88 mS/cm (25°C).	
6.2324.110	Solution standard de conductivité $100 \mu\text{S/cm}$ 5x30 mL Solution standard de conductivité pour le calibrage des cellules de mesure conductimétriques avec constante de cellule $c = 0,1/\text{cm}$.	
6.2324.010	Conductivity standard $100 \mu\text{S/cm}$ 250 mL Solution standard de conductivité pour le calibrage de cellules de mesure de conductivité avec une constante de cellule de $0.1/\text{cm}$.	