



Cellule de mesure de conductivité à 5 pôles $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ avec Pt1000 (câble fixe 2 m)

6.0920.130

Cellule de mesure de conductivité à 5 pôles avec constante de cellule $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe (2,0 m) pour connexion au 856 Conductivity Module en association à un passeur d'échantillons.

Ce capteur est adapté aux mesures automatisées de moyenne conductivité (de $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ à $100 \text{ mS}/\text{cm}$) comme dans :

- l'eau potable
- l'eau de surface
- les eaux usées

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2324.110

Solution standard de conductivité 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5x30 mL

Solution standard de conductivité pour le calibrage des cellules de mesure conductimétriques avec constante de cellule $c = 0,1/\text{cm}$.



6.2324.010

Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL

Solution standard de conductivité pour le calibrage de cellules de mesure de conductivité avec une constante de cellule de 0.1/cm.



6.2301.060

Étalon ionique KCl 250 mL

Standard ionique KCl ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), également utilisable en tant que solution standard pour la conductimétrie 12.88 mS/cm (25 °C).

