



Pointe pour électrode en platine

6.09395.024

Pointe pour électrode en platine (Pt) pour Autolab RDE, diamètre du disque d'électrode 3 mm, raccord fileté M4. Gamme de température : 0 - 40 °C.

Contenu de la livraison 6.09395.024

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2802.000	Jeu de polissage pour électrodes solides Set de polissage comprenant 1 tissu de polissage et environ 2 g de poudre d'oxyde d'aluminium (taille de grain 0.3 µm)

