




Hamilton PRP-X100 - 125/4,0

6.1005.000

La colonne CI pour anions Hamilton PRP-X100 - 125/4,0 est une colonne robuste sur la base du copolymère polystyrène/divinylbenzène. Elle est surtout adaptée à la séparation des ions chlorure, nitrate et sulfate, sans suppression chimique. Les ions fluorure peuvent également être déterminés si les cations sont éliminés préalablement avec une cartouche H^+ . Pour la détermination du silicate, la colonne Hamilton PRP-X100 - 125/4,0 est également la colonne de séparation idéale. Cette colonne se caractérise par un excellent rapport performance/prix.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02821.000	Support de cartouche PRP-X100 Guard
	Support pour le raccordement de la cartouche Hamilton PRP-X 100 Guard à la colonne de séparation analytique.



6.1005.020

PRP-X100 guard column cartridge/4.0

Pour protéger les colonnes Hamilton-PRP-X100. La cartouche élimine efficacement les contaminations présentes sous forme de particules pouvant se former, par exemple, par des croissances de bactéries ou d'algues.

