



Hamilton PRP-X100 - 250/4,0

6.1005.010

La colonne CI pour anions Hamilton PRP-X100 - 250/4,0 est une colonne de séparation robuste basée sur le copolymère polystyrène/divinylbenzène. Elle est surtout utilisée pour les matrices difficiles, comme les colorants.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02821.000	Support de cartouche PRP-X100 Guard

Support pour le raccordement de la cartouche Hamilton PRP-X 100 Guard à la colonne de séparation analytique.



6.1005.020

PRP-X100 guard column cartridge/4.0

Pour protéger les colonnes Hamilton-PRP-X100. La cartouche élimine efficacement les contaminations présentes sous forme de particules pouvant se former, par exemple, par des croissances de bactéries ou d'algues.

