



Hamilton PRP-X300 - 250/4,0

6.1005.030

La colonne à exclusion ionique Hamilton-PRP-X300 est une colonne échangeuse de cations de capacité relativement faible. La combinaison d'un copolymère de polystyrène-divinylbenzène avec des groupes d'acide sulfonique comme échangeur d'ions est idéale pour résoudre des problèmes de séparation simples. Cette colonne se caractérise par la possibilité de déterminer les sels d'acides organiques et, notamment, la détermination très sensible du formiate.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3,5

La Metrosep RP 2 Guard/3,5 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège efficacement la colonne analytique de séparation des contaminations. Les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La Metrosep RP 2 Guard/3,5 permet de faire des économies, étant donné que le disque à filtre se change en quelques gestes.



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0

La Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège de manière efficace la colonne analytique de séparation des contaminations. Les contaminations organiques lipophiles, les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La précolonne se compose d'un matériau polymère et, grâce à son grand volume, elle offre une capacité beaucoup plus grande que la Metrosep RP 2Guard/3,5. Elle peut s'utiliser sur toute la gamme de pH.



6.1011.130

RP 2 Guard/3.5 Replacement Filters, 10 pieces

