



Metrosep Organic Acids - 250/7,8

6.1005.200

La colonne Metrosep Organic Acids - 250/7,8 est une colonne échangeuse de cations basée sur un polymère. Elle représente la colonne haute performance quand il s'agit de déterminer des acides organiques ou de résoudre des problèmes de séparation difficiles et complexes. Il est également possible de déterminer le carbonate (avec suppression inverse), le fluorure (acide fluorhydrique) et le phosphate (acide phosphorique), en présence des acides organiques. Comparativement à la colonne Hamilton PRP-X300 - 250/4,0, la colonne Metrosep Organic Acids - 250/7,8 dispose d'une capacité supérieure et d'une meilleure sélectivité.

Contenu de la livraison 6.1005.200

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1005.250	Metrosep Organic Acids Guard/4,6

La Metrosep Organic Acids Guard/4,6 élimine les contaminations de manière efficace et protège la colonne analytique de séparation.

