



Metrosep A Supp 1 - 250/4,6

6.1005.300

La colonne pour anions Metrosep A Supp 1 - 250/4,6 est d'utilisation universelle, caractérisée par sa capacité moyenne et sa sélectivité spéciale. Avec cette colonne, il est possible de traiter des échantillons présentant des concentrations très différentes. Par exemple, il est même possible de déterminer 4 µg/L de sulfate dans une solution de 150 g/L de chlorure de sodium. Une particularité supplémentaire est que les ions bromure éluent après les ions nitrate. La colonne A Supp 1 - 250/4.6 impressionne par ses excellentes qualité de séparation, notamment dans les analyses d'oxo-halogénures. Les variations de pression, des changements constants d'éluants et un débit élevé d'échantillons n'ont aucune influence sur la performance de séparation de cette colonne, même après une très longue période d'utilisation. C'est une « bête de travail » pour le laboratoire de développement ou de routine.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1005.340

Metrosep A Supp 1 Guard/4,6

La Metrosep A Supp 1 Guard/4,6 protège efficacement la colonne de séparation Metrosep A Supp 1 - 250/4,6 contre les contaminations par des particules et des bactéries.

