



Metrosep A Supp 3 - 250/4,6

6.1005.320

La colonne Metrosep A Supp 3 - 250/4,6 permet de solutionner des problèmes de séparation en milieux aqueux et organiques. Elle peut être utilisée avec de nombreux éluants de manière sûre, même si la teneur en solvants organiques est importante. La colonne Metrosep A Supp 3 - 250/4.6 permet d'analyser, de manière routinière, des échantillons représentant un défi analytique, tels que la mesure d'échantillons biologiques ou la détermination des anions inorganiques dans des matrices organiques. Un gradient d'hydroxyde de sodium, donne la certitude de séparer les polyphosphates sur la colonne Metrosep A Supp 3 - 250/4,6. En mode isocratique, elle est également très bien adaptée à la séparation des sulfites, sulfates et thiosulfates en moins de 20 minutes.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1011.030

Metrosep RP 2 Guard/3,5

La Metrosep RP 2 Guard/3,5 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège efficacement la colonne analytique de séparation des contaminations. Les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La Metrosep RP 2 Guard/3,5 permet de faire des économies, étant donné que le disque à filtre se change en quelques gestes.



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0

La Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège de manière efficace la colonne analytique de séparation des contaminations. Les contaminations organiques lipophiles, les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La précolonne se compose d'un matériau polymère et, grâce à son grand volume, elle offre une capacité beaucoup plus grande que la Metrosep RP 2 Guard/3,5. Elle peut s'utiliser sur toute la gamme de pH.



6.1011.130

RP 2 Guard/3.5 Replacement Filters, 10 pieces

