



Metrosep A Supp 1 HS - 50/4,6

6.1005.350

La Metrosep A Supp 1 HS - 50/4,6 permet de séparer les anions standard en un temps record. La colonne Metrosep A Supp 1 HS - 50/4.6 est la colonne par excellence pour l'analyse d'un petit nombre d'ions dans des matrices d'échantillon simples. L'analyse des phosphates en présence de chlorure et de sulfate dans des boissons à base de cola se réalise en moins de trois minutes.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1011.040	Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 La Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège de manière efficace la colonne analytique de séparation des contaminations. Les contaminations organiques lipophiles, les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La précolonne se compose d'un matériau polymère et, grâce à son grand volume, elle offre une capacité beaucoup plus grande que la Metrosep RP 2Guard/3,5. Elle peut s'utiliser sur toute la gamme de pH.



6.1011.120

Filtre de rechange pour RP Guard, 10 unités

Ne pas l'utiliser avec la colonne 6.1011.030.

