



## Metrosep A Supp 4 - 250/4,0

6.1006.430

La colonne Metrosep A Supp 4 - 250/4,0 est une colonne tout particulièrement robuste, disposant de très bonnes caractéristiques de séparation. La phase de séparation est composée de particules d'alcool polyvinylique d'un diamètre de 9  $\mu\text{m}$  avec des groupes ammonium quaternaires. Cette structure garantit une haute stabilité et une tolérance plus importante envers les particules très fines susceptibles de passer à travers la plaque de filtre intégrée. La colonne Metrosep A Supp 4 - 250/4,0 dispose d'une capacité d'échange ionique moyenne ; le sulfate élue après 12,5 minutes. Le nombre de plateaux qui peut être atteint avec cette colonne de séparation est supérieur à celui obtenu avec la colonne Metrosep Anion Dual 2 - 75/4,6. La colonne A Supp 4 - 250/4,0 est surtout adaptée à tous les travaux de routine dans le domaine des analyses des eaux.

### Accessoires optionnels

| Order no. | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

6.01021.500 Metrosep A Supp 4 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 4 Guard/4,0 protège la colonne CI pour anions Metrosep A Supp 4 - 250/4,0 de manière fiable contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.



---

6.01021.510 Metrosep A Supp 4 S-Guard/4,0

La Metrosep A Supp 4 S Guard/4,0 protège la colonne CI pour anions Metrosep A Supp 4 de manière fiable contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.

