



Metrosep A Supp 5 - 100/4,0

6.1006.510

La Metrosep A Supp 5 - 100/4,0 permet des séparations hautement efficaces et rapides. Cette propriété a permis à la Metrosep A Supp 5 - 100/4,0 de s'établir comme colonne standard pour des analyses rapides et la détermination des anions à élution tardive comme le perchlorate.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1006.500

Metrosep A Supp 5 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 Guard/4,0 protège la colonne CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 de manière fiable contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.

Cette précolonne contient le même matériau de séparation que la Metrosep A Supp 5, est comme elle fabriquée en PEEK et directement vissée sur la colonne de séparation correspondante, pratiquement sans volume mort, selon le système « On Column Guard ». La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer pour ainsi dire sa performance de séparation chromatographique. Son prix avantageux et sa facilité de manipulation font que l'utilisation de la A Supp 5 Guard/4,0 est souvent recommandée.



6.1006.540

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 fournit une protection fiable des colonnes CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.



6.1020.520

Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0

La Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 est une version à haute capacité de la Metrosep A Supp 10 Guard/4,0.

