



Metrosep A Supp 5 - 150/4,0

6.1006.520

Le modèle 150 mm de la Metrosep A Supp 5 se distingue par de très bonnes propriétés de séparation. Un nombre élevé de plateaux et d'excellentes symétries de crêtes facilitent les travaux dans la gamme inférieure des $\mu\text{g/L}$. La dimension des particules de 5 μm participe de manière décisive aux performances de séparation de cette colonne. La colonne Metrosep A Supp 5 - 150 /4,0 propose l'association optimale sélectivité-capacité à l'aide desquelles même des tâches complexes de séparation peuvent être résolues en peu de temps. Cette propriété fait de la Metrosep A Supp 5 - 150/4,0 l'une des meilleures colonnes standard d'utilisation universelle de la chromatographie ionique.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

La Metrosep A Supp 5 Guard/4,0 protège la colonne CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 de manière fiable contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.

Cette précolonne contient le même matériau de séparation que la Metrosep A Supp 5, est comme elle fabriquée en PEEK et directement vissée sur la colonne de séparation correspondante, pratiquement sans volume mort, selon le système « On Column Guard ». La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer pour ainsi dire sa performance de séparation chromatographique. Son prix avantageux et sa facilité de manipulation font que l'utilisation de la A Supp 5 Guard/4,0 est souvent recommandée.



La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 fournit une protection fiable des colonnes CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.

