



Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0

6.1006.540

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 fournit une protection fiable des colonnes CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.

Contenu de la livraison 6.1006.540

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté
Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.		

