



Metrosep A Supp 5 - 50/4,0

6.1006.550

La Metrosep A Supp 5 - 50/4,0 sépare les sept anions standard en moins de 6 minutes. Même le fluorure reste séparé du pic de temps mort et se laisse parfaitement intégrer. Cette colonne basée sur un polymère à base d'alcool polyvinylique se distingue, comme toutes les autres colonnes de la famille A Supp 5, par un nombre élevé de plateaux et, par conséquent, par une excellente performance de séparation. La Metrosep A Supp 5 - 50/4,0 est la colonne de choix lorsqu'il s'agit de résoudre de simples tâches de séparation en peu de temps – sans renoncer à des limites de sensibilité très basses.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

La Metrosep A Supp 5 Guard/4,0 protège la colonne CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 de manière fiable contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.

Cette précolonne contient le même matériau de séparation que la Metrosep A Supp 5, est comme elle fabriquée en PEEK et directement vissée sur la colonne de séparation correspondante, pratiquement sans volume mort, selon le système « On Column Guard ». La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer pour ainsi dire sa performance de séparation chromatographique. Son prix avantageux et sa facilité de manipulation font que l'utilisation de la A Supp 5 Guard/4,0 est souvent recommandée.



La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 fournit une protection fiable des colonnes CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.

