



Metrosep A Supp 5 Guard/2,0

6.1006.600

La Metrosep A Supp 5 Guard/2,0 protège les colonnes CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 en version 2 mm de manière fiable des contaminations provenant de l'échantillon et de l'éluant. Cette précolonne contient le même matériau de séparation que la Metrosep A Supp 5, est comme elle fabriquée en PEEK et directement vissée sur la colonne de séparation correspondante, pratiquement sans volume mort, selon le système « On Column Guard ». La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer pour ainsi dire sa performance de séparation chromatographique. Son prix avantageux et sa facilité de manipulation font que l'utilisation de la A Supp 5 Guard/2,0 est souvent recommandée.

Contenu de la livraison 6.1006.600

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

