



Metrosep C 3 - 150/4.0

6.1010.420

Le nouveau matériau porteur à base d'alcool polyvinylique élève la capacité de séparation des cations monovalents et divalents de manière significative. Les formes de pic sur cette colonne pour cations sont d'une symétrie remarquable.

Cette colonne de séparation de taille moyenne de la famille Metrosep C 3 convient particulièrement à des séparations rapides de cations standard et de certains cations de métaux de transition, ainsi qu'aux séparations d'amines organiques de taille moyenne.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1010.450

Metrosep C 3 Guard/4,0

La précolonne Metrosep C 3 Guard/4,0 est basée sur le matériau de séparation C 3 et sert de protection à toutes les colonnes cationiques Metrosep. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. La Metrosep C 3 Guard fonctionne selon le système « On Column Guard » et est montée, pratiquement sans volume mort, sur la colonne de séparation correspondante.



6.1010.460

Metrosep C 3 S-Guard/4,0

La Metrosep C 3 S-Guard/4.0 comporte le matériau de la colonne C-3 et sert à protéger les colonnes cationiques Metrosep C-3. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique.

