



Metrosep RP 2 Guard/3,5

6.1011.030

La Metrosep RP 2 Guard/3,5 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège efficacement la colonne analytique de séparation des contaminations. Les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La Metrosep RP 2 Guard/3,5 permet de faire des économies, étant donné que le disque à filtre se change en quelques gestes.

Contenu de la livraison 6.1011.030

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1011.130	RP 2 Guard/3.5 Replacement Filters, 10 pieces	
