



Metrosep RP 3 Guard HC/4,0

6.1011.040

La Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège de manière efficace la colonne analytique de séparation des contaminations. Les contaminations organiques lipophiles, les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La précolonne se compose d'un matériau polymère et, grâce à son grand volume, elle offre une capacité beaucoup plus grande que la Metrosep RP 2Guard/3,5. Elle peut s'utiliser sur toute la gamme de pH.

Contenu de la livraison 6.1011.040

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

