



Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0

6.1014.100

La colonne Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0 est utilisée pour l'élimination de contaminations organiques dans les éluants. La colonne Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0 aide à la prévention des perturbations de ligne de base liées aux éluants, en particulier dans les systèmes gradients. Elle est aussi utilisée pour la purification de l'éluant p-cyanophénol des colonnes de séparation Metrosep Dual 4.

Contenu de la livraison 6.1014.100

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.

