



Metrosep BP 1 Guard/2.0

6.1015.100

La Metrosep BP 1 Guard/2,0 est utilisée pour générer une pression de service suffisante dans le trajet d'écoulement des réactifs post-colonne. Elle s'utilise en association avec une pompe haute pression pour le transport du réactif post-colonne dans le Professional Reactor.

Contenu de la livraison 6.1015.100

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

