



Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4,0

6.1015.200

Colonne Trap pour l'élimination de contaminations de borate dans les éluants. La Metrosep BO_3 Trap 1 - 100/4,0 est principalement utilisée pour l'analyse des glucides avec des éluants d'hydroxyde.

Contenu de la livraison 6.1015.200

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

