



Metrosep Dual 4 Guard Column Kit/4.6

6.1016.500

Même si les colonnes Dual 4 constituées de gel de silice monolithique sont très robustes, il est conseillé d'utiliser la précolonne Dual 4 afin de renforcer encore la sécurité de la colonne de séparation analytique. La précolonne Dual 4 est une cartouche en PEEK également remplie de gel de silice monolithique. Cette cartouche est facile à changer et se visse directement sur la colonne analytique dans un support en aluminium. Le système éprouvé « On Column Guard » est simple d'utilisation, tout en offrant également l'avantage d'un volume mort très faible.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1016.510	Metrosep Dual 4 Guard Column Cartridge/4.6 Kit comprenant trois cartouches de précolonne

