



Hamilton RCX-30 - 250/4,6

6.1018.000

La Hamilton RCX-30 - 250/4,6 est une colonne de séparation des monoalcools, des dialcools et des alcools de sucre. Il s'agit d'une colonne d'échange d'anions basée sur la résine polystyrène /divinylbenzène. La RCX-30 - 250/4.6 peut s'utiliser de manière universelle.

La colonne Hamilton RCX-30 - 250/4,6 fournit une excellente séparation du fructose et du lactose. Par ailleurs, cette colonne offre l'avantage de pouvoir être utilisée à des débits atteignant 2 mL/min afin d'accélérer la chromatographie. La version longue de cette colonne (250 mm) est utilisée de préférence pour déterminer les petits hydrates de carbone (monosaccharides et disaccharides, alcools de sucre).

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1011.030

Metrosep RP 2 Guard/3,5

La Metrosep RP 2 Guard/3,5 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège efficacement la colonne analytique de séparation des contaminations. Les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La Metrosep RP 2 Guard/3,5 permet de faire des économies, étant donné que le disque à filtre se change en quelques gestes.



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0

La Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège de manière efficace la colonne analytique de séparation des contaminations. Les contaminations organiques lipophiles, les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La précolonne se compose d'un matériau polymère et, grâce à son grand volume, elle offre une capacité beaucoup plus grande que la Metrosep RP 2 Guard/3,5. Elle peut s'utiliser sur toute la gamme de pH.



6.1011.130

RP 2 Guard/3.5 Replacement Filters, 10 pieces

