



Metrosep A Supp 10 - 100/4,0

6.1020.010

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 100/4,0 est basée sur un copolymère haute capacité de polystyrène-divinylbenzène dont la dimension des particules est de seulement 4,6 µm. Cette colonne se caractérise par son nombre élevé de plateaux et sa grande sélectivité. Il est ainsi possible de séparer de manière sûre les sulfites et les sulfates sans ajouter de modificateurs organiques aux éluants. Ces propriétés sont complétées par une grande flexibilité en ce qui concerne la température de la colonne, le débit et la composition de l'éluant.

Sa construction robuste, son excellent rapport performance-prix et sa très bonne performance de séparation, tout en présentant des temps de chromatographie modérés, font de la Metrosep A Supp 10 - 100/4,0 une colonne de séparation pour anions d'utilisation universelle.

Contenu de la livraison 6.1020.010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 10 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La précolonne se simplement visse directement sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 10 contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 est une version à haute capacité de la Metrosep A Supp 10 Guard/4,0.	