



Metrosep A Supp 10 - 250/4,0

6.1020.030

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 250/4,0 est basée sur un copolymère haute capacité de polystyrène-divinylbenzène dont la dimension des particules est de seulement 4,6 µm. Cette colonne, la plus longue de la famille A Supp 10, offre la sélectivité et la flexibilité les plus grandes. L'utilisation du module MSM-HC est spécialement recommandée lorsque les durées de chromatogrammes sont longues. Sur cette colonne également, la possibilité de modifier la température, le débit et la composition de l'éluant permet les séparations d'anions les plus diverses.

La colonne Metrosep A Supp 10 - 250/4,0 possède une très grande capacité. Elle convient aux échantillons à force ionique élevée, aux tâches de séparation complexes et aux analyses d'échantillons dont les divers composants présentent des concentrations très différentes.

Contenu de la livraison 6.1020.030

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 10 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La précolonne se simplement visse directement sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 10 contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 est une version à haute capacité de la Metrosep A Supp 10 Guard/4,0.	