



Metrosep A Supp 10 - 50/4,0

6.1020.050

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 50/4,0 est basée sur un copolymère haute capacité de polystyrène-divinylbenzène dont la dimension des particules est de seulement 4,6 µm. Ce concept de colonne éprouvé et optimisé par Metrohm se distingue par une construction robuste, une sélectivité élevée et d'excellentes performances de séparation. Un nombre élevé de plateaux et la position favorable des pics système entre fluorures et chlorures complètent le tableau des performances. Les propriétés de cette colonne peuvent être adaptées de manière ciblée selon les applications voulues, par la température, le débit d'écoulement et la composition de l'éluant.

La faible longueur et, ainsi, la capacité totale relativement faible de cette colonne de 50 mm, permettent des séparations rapides des anions standard. Elles sont réalisées en moins de 9 minutes à un débit de 1,0 mL/min. Face à des problèmes de séparation simples et une matrice peu complexe, la colonne Metrosep A Supp 10 - 50/4,0 est idéale.

Contenu de la livraison 6.1020.050

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 10 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La précolonne se simplement visse directement sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 10 contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	