



Metrosep A Supp 10 - 75/4,0

6.1020.070

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 75/4.0 est basée sur un copolymère haute capacité de polystyrène/divinylbenzène dont la dimension des particules est de seulement 4,6 µm. Le phosphate élué entre les nitrites et les bromures dans des conditions standard. Une optimisation des applications est désormais possible par la modification de la température, de la composition de l'éluant et du débit.

La capacité de la colonne Metrosep A Supp 10 - 75/4.0 a été optimisée sur deux aspects : la matrice et la vitesse. Elle permet de réaliser une séparation à la ligne de base dans les échantillons à grande force ionique, par exemple pour les phosphates dans les boissons à base de cola. Même en présence de grandes quantités de nitrate et de sulfate, la durée d'analyse est inférieure à 7,5 minutes. Dans le domaine de l'analyse de l'air également, il est très important de pouvoir traiter un débit d'échantillons important.

Contenu de la livraison 6.1020.070

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 10 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La précolonne se simplement visse directement sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 10 contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 est une version à haute capacité de la Metrosep A Supp 10 Guard/4,0.	