



## Metrosep A Supp 10 - 100/2,0

6.1020.210

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 100/2,0 est basée sur un copolymère haute capacité de polystyrène-divinylbenzène dont la dimension des particules est de seulement 4,6 µm. Les colonnes de séparation Metrosep A Supp 10 de 2 mm sont construites dans le même matériau que les colonnes de 4 mm correspondantes. Les propriétés de cette colonne peuvent être adaptées de manière ciblée selon l'application voulue, par la température, le débit d'écoulement et la composition de l'éluant.

La colonne A Supp 10 - 100/2,0 est la colonne microbore par excellence pour les applications routinières. La stabilité élevée à la pression et au débit d'écoulement de cette colonne de séparation permet de réaliser des chromatogrammes très rapides avec une bonne séparation des ions. Elle permet ainsi de séparer des anions standard en moins de 3 minutes. Particulièrement adaptée pour des applications CI-SM.

### Contenu de la livraison 6.1020.210

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1020.600 | <p>Metrosep A Supp 10 Guard/2,0</p> <p>La colonne Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 protège les colonnes microbore de séparation analytiques A Supp 10 de manière efficace contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement directement vissée sur la colonne analytique, sans outils</p> |

