



Metrosep A Supp 10 - 150/2,0

6.1020.220

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 150/2,0 est basée sur un copolymère haute capacité de polystyrène-divinylbenzène dont la dimension des particules est de seulement 4,6 μm . Ce concept de colonne éprouvé et optimisé par Metrohm se distingue par une construction robuste, une sélectivité élevée et d'excellentes performances de séparation. Les colonnes de séparation Metrosep A Supp 10 de 2 mm sont construites dans le même matériau que les colonnes de 4 mm correspondantes. Les propriétés de cette colonne peuvent être adaptées de manière ciblée selon l'application voulue, par la température, le débit d'écoulement et la composition de l'éluant.

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 150/2,0 convient à des tâches de séparation complexes présentant des différences de concentration extrêmes. La version microbore se caractérise par une faible consommation d'éluant, ce qui la prédestine particulièrement aux applications CI-SM.

Contenu de la livraison 6.1020.220

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 La colonne Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 protège les colonnes microbore de séparation analytiques A Supp 10 de manière efficace contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement directement vissée sur la colonne analytique, sans outils

