



Metrosep A Supp 10 - 250/2,0

6.1020.230

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 250/2,0 est basée sur un copolymère haute capacité de polystyrène-divinylbenzène dont la dimension des particules est de seulement 4,6 µm. Ce concept de colonne éprouvé et optimisé par Metrohm se distingue par une construction robuste, une sélectivité élevée et d'excellentes performances de séparation. Les colonnes de séparation Metrosep A Supp 10 de 2 mm sont construites dans le même matériau que les colonnes de 4 mm correspondantes. Les propriétés de cette colonne peuvent être adaptées de manière ciblée selon l'application voulue, par la température, le débit d'écoulement et la composition de l'éluant.

La colonne Metrosep A Supp 10 - 250/2,0 possède une très grande capacité pour une colonne microbore. Elle convient aux échantillons à force ionique élevée, aux tâches de séparation complexes et aux analyses d'échantillons dans lesquels existent de très grandes différences de concentrations entre les différents composants. Étant donné son faible débit, cette colonne de séparation microbore est optimale pour des applications de CI-SM.

Contenu de la livraison 6.1020.230

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 La colonne Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 protège les colonnes microbore de séparation analytiques A Supp 10 de manière efficace contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement directement vissée sur la colonne analytique, sans outils

