



Metrosep A Supp 10 - 50/2.0

6.1020.250

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 50/2,0 est basée sur un copolymère haute capacité de polystyrène-divinylbenzène dont la dimension des particules est de seulement 4,6 μm . Les propriétés de cette colonne peuvent être adaptées de manière ciblée selon l'application voulue, par la température, l'écoulement et la composition de l'éluant. Les colonnes de séparation Metrosep A Supp 10 de 2 mm sont construites dans le même matériau que les colonnes de 4 mm correspondantes. La faible longueur et, ainsi, la capacité totale relativement faible de cette colonne de 50 mm, permettent des séparations très rapides des anions standard.

Face à des problèmes de séparation simples et une matrice peu complexe, la colonne Metrosep A Supp 10 - 50/2,0 est idéale. Étant donné son faible écoulement, cette colonne de séparation microbore convient parfaitement à des applications IC-MS.

Contenu de la livraison 6.1020.250

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 La colonne Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 protège les colonnes microbore de séparation analytiques A Supp 10 de manière efficace contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement directement vissée sur la colonne analytique, sans outils

