



# Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0

6.1031.510

La Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.

## Contenu de la livraison 6.1031.510

| Qt.   | Order no.  | Description    |
|-------|------------|----------------|
| 2 STK | 6.2744.060 | Bouchon fileté |

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

