



Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0

6.1031.610

La Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 de diamètre intérieur de 2 mm contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.

Contenu de la livraison 6.1031.610

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

