



Metrosep C 4 - 100/2.0

6.1050.210

La version courte de la colonne de séparation des cations « Microbore » Metrosep C 4 avec un diamètre intérieur de 2 mm est conçue pour les déterminations rapides des cations standard. On obtient des temps de rétention très courts, les temps d'élution du sodium et de l'ammonium se différenciant tout de même de 25 secondes. En utilisant un éluant spécial, la colonne Metrosep C 4 - 100/2,0 permet de déterminer en moins de 5 minutes six cations : lithium, ammonium, sodium, calcium, magnésium et potassium. Cette colonne convient particulièrement au couplage CI-SM du fait du faible débit d'éluant.

Contenu de la livraison 6.1050.210

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1050.600	Metrosep C 4 Guard/2,0	
	Le matériau de la Metrosep C 4 Guard/2.0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep de diamètre intérieur de 2 mm et dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire. La Metrosep C 4 Guard/2.0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et se monte quasiment sans volume mort directement sur la colonne de séparation concernée.	
6.1050.610	Metrosep C 4 S-Guard/2,0	
	Le matériau de la Metrosep C 4 Guard/2.0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep de diamètre intérieur de 2 mm et dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire.	