



Metrosep C 4 - 100/4.0

6.1050.410

La version 100 mm de la colonne Metrosep C 4 est conçue pour les déterminations rapides des cations standard. On obtient des temps de rétention très courts, les temps d'élution du sodium et de l'ammonium se différenciant tout de même de 25 secondes. En utilisant un éluant spécial, la colonne Metrosep C 4 - 100/4,0 permet de déterminer en moins de 5 minutes six cations : lithium, ammonium, sodium, calcium, magnésium et potassium.

Contenu de la livraison 6.1050.410

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4,0	
	Le matériau de la Metrosep C 4 Guard/4.0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire. La Metrosep C 4 Guard/4.0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et se monte quasiment sans volume mort directement sur la colonne de séparation concernée.	
6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4,0	
	Le matériau de la Metrosep C 4 S-Guard/4,0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire.	
6.1050.530	Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0	
	La Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 comporte le matériau de la colonne C 4 et sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Comparativement aux précolonnes standard C 4, la Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 présente une plus grande capacité et sa durée de vie est par conséquent plus longue.	