



Metrosep C 4 - 250/4.0

6.1050.430

La Metrosep C 4 - 250/4,0 est la colonne pour cations avec la plus haute capacité de la série C 4. Elle est destinée aux applications exigeant des performances de séparation très élevées. Cette colonne permet d'analyser de manière fiable des échantillons présentant des différences de concentration extrêmes. Les performances de la colonne se dévoilent par exemple lors de l'analyse de l'eau d'alimentation de chaudières, où il s'agit de quantifier correctement 7 µg/L de sodium en présence de 7 mg/L de monoéthanolamine (MEA). Avec la C 4 - 250/4,0, à la fois les amines et les métaux de transition ainsi que les métaux alcalins et alcalino-terreux peuvent être déterminés en une seule opération.

Contenu de la livraison 6.1050.430

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4,0	
	Le matériau de la Metrosep C 4 Guard/4.0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire. La Metrosep C 4 Guard/4.0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et se monte quasiment sans volume mort directement sur la colonne de séparation concernée.	
6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4,0	
	Le matériau de la Metrosep C 4 S-Guard/4,0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire.	
6.1050.530	Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0	
	La Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 comporte le matériau de la colonne C 4 et sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Comparativement aux précolonnes standard C 4, la Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 présente une plus grande capacité et sa durée de vie est par conséquent plus longue.	