



Metrosep C 4 - 50/4.0

6.1050.450

La Metrosep C 4 - 50/4,0 est la colonne de séparation la plus courte de la famille Metrosep C 4. Avec une capacité de 5 µmol (K⁺), elle convient particulièrement aux séparations très rapides. Sa faible capacité permet d'analyser des métaux alcalino-terreux à élution tardive en peu de temps. Grâce aux temps de rétention courts, il est désormais possible de transposer en chromatographie ionique des applications qui jusqu'alors ne pouvaient être réalisées qu'avec un système FIA (Flow Injection Analysis System) en raison de la durée de l'analyse.

Contenu de la livraison 6.1050.450

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté
		Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4,0	
	Le matériau de la Metrosep C 4 Guard/4.0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire. La Metrosep C 4 Guard/4.0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et se monte quasiment sans volume mort directement sur la colonne de séparation concernée.	
6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4,0	