



Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0

6.1050.530

La Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 comporte le matériau de la colonne C 4 et sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Comparativement aux précolonnes standard C 4, la Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 présente une plus grande capacité et sa durée de vie est par conséquent plus longue.

Contenu de la livraison 6.1050.530

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté
		Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

