



Metrosep C 4 Guard/2,0

6.1050.600

Le matériau de la Metrosep C 4 Guard/2.0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep de diamètre intérieur de 2 mm et dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire. La Metrosep C 4 Guard/2.0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et se monte quasiment sans volume mort directement sur la colonne de séparation concernée.

Contenu de la livraison 6.1050.600

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

