



Metrosep C 6 - 100/4.0

6.1051.410

La version 100 mm de la colonne Metrosep C 6 est conçue pour la détermination de cations standard par exemple dans l'eau potable. On obtient des temps de rétention courts tout en conservant une très bonne séparation du sodium et de l'ammonium. La capacité supérieure du matériau de la C 6 permet des volumes d'échantillon plus grands.

Contenu de la livraison 6.1051.410

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté
		Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1051.500	Metrosep C 6 Guard/4,0	
	La Metrosep C 6 Guard/4,0 est basée sur le matériau de la colonne C 6 et protège des particules et des contaminations. Elle permet d'augmenter sensiblement la durée de vie des colonnes de séparation analytiques. La Metrosep C 6 Guard/4,0 fonctionne d'après le système « On Column Guard System » et se monte directement sur la colonne de séparation correspondante en n'ajoutant pratiquement aucun volume mort.	
6.1051.510	Metrosep C 6 S-Guard/4,0	
	La précolonne Metrosep C 6 S-Guard/4,0 est basée sur le matériau de séparation C 6 et protège des particules et des contaminations. Elle augmente la durée de vie des colonnes de séparation analytiques.	