



Metrosep C 6 - 150/4.0

6.1051.420

Le matériau haute capacité de la C 6 fait de la colonne de séparation Metrosep C 6 - 150/4,0 la solution optimale pour la séparation des cations standard à des concentrations très différentes avec des temps de rétention raisonnables. Les eaux potables présentant de faibles teneurs en ammonium peuvent être déterminées à l'aide de cette colonne.

Contenu de la livraison 6.1051.420

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté
		Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1051.500	Metrosep C 6 Guard/4,0	
	La Metrosep C 6 Guard/4,0 est basée sur le matériau de la colonne C 6 et protège des particules et des contaminations. Elle permet d'augmenter sensiblement la durée de vie des colonnes de séparation analytiques. La Metrosep C 6 Guard/4,0 fonctionne d'après le système « On Column Guard System » et se monte directement sur la colonne de séparation correspondante en n'ajoutant pratiquement aucun volume mort.	
6.1051.510	Metrosep C 6 S-Guard/4,0	
	La précolonne Metrosep C 6 S-Guard/4,0 est basée sur le matériau de séparation C 6 et protège des particules et des contaminations. Elle augmente la durée de vie des colonnes de séparation analytiques.	