



Metrosep C Supp 1 - 100/4,0

6.1052.410

La version courte de la Metrosep C Supp 1 est utilisée pour déterminer rapidement les cations dans la gamme des $\mu\text{g/L}$ avec la détection de conductivité après suppression séquentielle. La suppression améliore le bruit des lignes de base lors des analyses des cations. Des limites de sensibilité plus basses pour les cations à déterminer sont ainsi obtenues.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4,0
	La précolonne Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 est basée sur le matériau de séparation C Supp 1 et sert de protection à toutes les colonnes cationiques Metrosep C Supp 1. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 fonctionne selon le système « On Column Guard » et est montée, pratiquement sans volume mort, sur la colonne de séparation correspondante.

