



Metrosep C Supp 1 - 150/4,0

6.1052.420

La colonne de séparation Metrosep C Supp 1 - 150/4,0 est la colonne à choisir pour déterminer de faibles concentrations de cations standard. Des limites de sensibilité dans une gamme de $\mu\text{g/L}$ sont obtenues grâce au faible bruit des lignes de base après la suppression séquentielle.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4,0

La précolonne Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 est basée sur le matériau de séparation C Supp 1 et sert de protection à toutes les colonnes cationiques Metrosep C Supp 1. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 fonctionne selon le système « On Column Guard » et est montée, pratiquement sans volume mort, sur la colonne de séparation correspondante.

