



Metrosep C Supp 1 - 250/4,0

6.1052.430

La colonne de séparation Metrosep C Supp 1 - 250/4,0 est utilisée pour les séparations difficiles de cations standard et de quelques cations de transition ainsi que des amines dans la gamme des faibles concentrations. La détection de conductivité après suppression séquentielle permet des limites de sensibilité basses grâce au faible bruit des lignes de base.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4,0

La précolonne Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 est basée sur le matériau de séparation C Supp 1 et sert de protection à toutes les colonnes cationiques Metrosep C Supp 1. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 fonctionne selon le système « On Column Guard » et est montée, pratiquement sans volume mort, sur la colonne de séparation correspondante.

