



Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0

6.1090.510

La Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 élimine les contaminations de manière efficace et protège la colonne analytique de séparation. Cette précolonne est conçue pour avoir une influence négligeable sur la séparation chromatographique.

Contenu de la livraison 6.1090.510

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

